

Fotona

choose perfection

Fotona LightWalker®

Dentálny laser na mäkké a tvrdé tkanivá s najširším spektrom klinických aplikácií



Vyberte si dokonalosť



- Ideálna kombinácia dvoch najefektívnejších vlnových dĺžok
- Najvyšší výkon a technológie pre rýchle a menej bolestivé ošetrenia
- OPTOflex® kĺbové rameno a dotyková obrazovka

50 rokov skúseností v oblasti laserovej technológie vyústilo do výroby dentálneho laseru Fotona LightWalker®: dokonalého systému založeného na bezkonkurenčnej presnosti, výkone a jednoduchosti použitia. LightWalker® prináša efektívne postupy pre každú modernú dentálnu prax a ponúka najširšie spektrum klinických aplikácií zo všetkých dostupných laserov. Využitie pri množstve každodenných výkonov z neho robí výkonný univerzálny nástroj dosahujúci najvyššie klinické výsledky. LightWalker® získal široké odborné uznanie a významné technologické aj dizajnové ocenenia. Keď si vyberáte Fotonu, vyberáte si značku zameranú na vývoj, dizajn a výrobu najlepších laserových systémov na svete.

Parametre

Max. výkon	20W (Erbium:YAG)
Max. výkon	15W (Neodymium:YAG)
Vlnová dĺžka Er:YAG	2940 nm
Vlnová dĺžka Nd:YAG	1064 nm
Energia pulzu	1500 mJ
Tvar pulzu	štvorec
Dĺžka pulzu	voliteľná (auto/manuál)

Dostupné modely: AT-S, AT, DT, ST-E



CAMOSCI
imaging & innovation

Výhradný dodávateľ pre SR a ČR:
CAMOSCI SLOVAKIA s.r.o. | 048 324 00 33 | www.camosci.sk
CAMOSCI CZECH s.r.o. | 800 100 138 | www.camosci.cz

LightWalker® | fotona.sk