

Fotona

choose perfection

Fotona LightWalker®

Dentální laser na měkké a tvrdé tkáně s nejširším spektrem klinických aplikací



Vyberte si dokonalost



- Ideální kombinace dvou nejefektivnějších vlnových délek
- Nejvyšší výkon a technologie pro rychlé a méně bolestivé ošetření
- OPTOflex® kloubové rameno a dotyková obrazovka

50 roků zkušeností v oblasti laserové technologie vyústilo ve výrobu dentálního laseru Fotona LightWalker®: dokonalého systému založeného na bezkonkurenční přesnosti, výkonu a jednoduchosti použití. LightWalker® přináší efektivní postupy pro každou moderní dentální praxi a nabízí nejširší spektrum klinických aplikací ze všech dostupných laserů. Využití při množství každodenních výkonů z něj činí univerzální nástroj dosahující nevyšších klinických výsledků. LightWalker® získal široké odborné uznání a významné technologické a designové ocenění. Pokud si vyberete Fotonu, vybíráte si značku zaměřenou na vývoj, design a výrobu nejlepších laserových systémů na světě.

Parametry

Max. výkon	20W (Erbium:YAG)
Max. výkon	15W (Neodymium:YAG)
Vlnová délka Er:YAG	2940 nm
Vlnová délka Nd:YAG	1064 nm
Energie pulzu	1500 mJ
Tvar pulzu	čtverec
Délka pulzu	volitelná (auto/manuál)

Dostupné modely: AT-S, AT, DT, ST-E



Výhradní dodavatel pro ČR a SR:
CAMOSCI CZECH s.r.o. | 800 100 138 | www.camosci.cz
CAMOSCI SLOVAKIA s.r.o. | 048 324 00 33 | www.camosci.sk

LightWalker® | fotona.cz